

TERMÓMETRO DIGITAL



CARACTERÍSTICAS CLAVE:



Punta Flexible



Mediciones en 10 Segundos



Última Memoria



Medición en grados
Centígrados o Fahrenheit



Resistente al agua



2 Años de Garantía

Lecturas precisas de temperatura con solo tocar un botón.

Este termómetro es fácil de usar y proporciona mediciones en 10 segundos. Cuenta con la capacidad de cambiar entre mediciones en grados Fahrenheit y Centígrados. La punta es flexible para mayor comodidad. Las mediciones se pueden tomar por vía oral, rectal o debajo del brazo.

Las características incluyen lectura de temperatura, última medición en la memoria, un pitido audible cuando se completa una medición y apagado automático. Incluye un estuche protector para un almacenamiento seguro y una guía de instrucciones bilingüe con ilustraciones en inglés y español.

Especificaciones

Dimensiones	12,4 x 1,2 x 2,4 cm
Peso	12 gramos (incluyendo la batería)
Rango de Medición	32.0 a 42.9°C (89.6°F a 109.2°F)
Rango de Exactitud de Medición	±0.1°C (± 0.2°F)
Batería	1.5 V tipo botón
Rango de Almacenamiento	-10°C a 55°C (14°F a 131°F) ≤ 95% RH
Tiempo de Medición	10 segundos
Duración de la Batería	Aproximadamente 200 horas de funcionamiento continuo

Embalaje y Envío Especificaciones

	Dimensiones	Peso	Metros Cubicos	UPC / GTIN
Unidad Individual	10,4 x 2,3 x 20,5 cm	55 gramos		0 93764 60312 9
Caja (20 unidades)	22,8 x 22,8 x 11,4 cm	1,4 kilogramos	0,0061	1 00 93764 60312 6
Caja (200 unidades)	61 x 48,3 x 25,4 cm	13,6 kilogramos	0,076	2 00 93764 60312 3

Qué Hay en la Caja

- 1 Termómetro Digital (batería preinstalada)
- 1 Manual de Instrucciones
- 1 Estuche Protector