

MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL CON BRAZALETE EXTRAGRANDE



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

-  Brazaletes extragrande 42 a 60 cm (16,5 a 23,6 in)
-  Promedio de todas las mediciones
-  Recordatorio de lectura
-  Detección de latidos irregulares
-  Memoria de 60 lecturas
-  5 años de garantía



CLÍNICAMENTE
VALIDADO

El único monitor de presión arterial para el hogar diseñado para proporcionar lecturas precisas a personas con brazos más grandes.

Precisión confiable

- Precisión clínicamente validada.
- Indica la presencia de latidos irregulares durante la medición.
- Con el indicador de clasificación de la presión, se clasifica la presión arterial de acuerdo con los estándares aprobados desde el punto de vista médico.

Facilidad de uso

- Almacena 60 mediciones en la memoria.
- Muestra el promedio de todas las mediciones.
- Pantalla de reloj con sello de fecha y hora para visualizar el registro y las tendencias de las mediciones.
- 3 recordatorios programables para garantizar que el usuario se mida la presión a la misma hora todos los días.

- Brazaletes extra grande para adaptarse a personas con brazos más grandes (42 a 60 cm).
- Lecturas rápidas y precisas con el motor de alta velocidad.

La promesa de A&D

- 5 años de garantía para el monitor/2 años para el brazalete.
- El brazalete no está hecho con látex de caucho natural.
- Indicador de duración de la batería.
- Descargue la aplicación A&D Heart Track de forma gratuita, regístrese y realice un seguimiento electrónico de las mediciones (disponible para iOS y Android).

Especificaciones técnicas

Método de medición	Oscilométrico
Memoria	60 mediciones
Tamaño del brazalete	42 a 60 cm (16,5 a 23,6 in)
Rango de medición	Presión: 0 a 280 mmHg Presión sistólica: 60 a 279 mmHg Presión diastólica: 40 a 200 mmHg Pulso: 40 a 200 latidos/min
Precisión de la medición	Presión: ±3 mmHg Pulso: ±5 %
Fuente de alimentación	Adaptador de CA o 4 pilas de 1,5 V (R6P, LR6 o AA) (no incluidos)
Duración de la batería	Aproximadamente 120 mediciones
Dimensiones del monitor	16,3 x 11,2 x 6,2 cm (6,4 x 4,4 x 2,4 in)
Peso del monitor	350 g (12,3 oz)
Tamaño de la pantalla	5,5 x 7 cm (2,2 x 2,8 in)
Prueba clínica	Según ANSI/AAMI SP-10 1992
Condiciones de funcionamiento	10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)/15 % a 85 % RH/800 a 1060 hPa
Condiciones de almacenamiento/transporte	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)/10 % a 95 % RH/700 a 1060 hPa

Especificaciones de embalaje y envío

	Dimensiones (ancho x largo x alto)	Peso	Cubo individual para el artículo	UPC/GTIN
Unidad individual UA-789AC (caja)	21 x 11 x 14 cm (8,25 x 4,25 x 5,5 in)	1 kg (2,2 lb)	0,0051 m ³ (0,18 ft ³)	0-093764-60062-3
Caja maestra UA-789AC (10 unidades)	72 x 40 x 28 cm (28,4 x 15,8 x 11,1 in)	16,7 kg (36,8 lb)	0,081 m ³ (2,86 ft ³)	1-00-93764-60062-0

¿Qué hay en la caja?

- 1 monitor de presión arterial
- 1 brazalete de presión arterial (42 a 60 cm)
- 1 manual de instrucciones
- 1 guía de inicio rápido
- 1 estuche de transporte
- 1 adaptador de CA