

TENSIÓMETRO DE MUÑECA ESENCIAL



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:



Operación con un solo botón



Detección de ritmo cardíaco irregular



Indicador de valor de la presión arterial



Memoria para 60 lecturas



Garantía de 5 años



Brazalete de muñeca 13,5 a 21,5 cm (5,3 a 8,5")

Un tensiómetro de muñeca clásico con los beneficios de la velocidad y la exactitud con solo tocar un botón.

Exactitud confiable

- Exactitud clínicamente comprobada
- Indica un ritmo cardíaco irregular (RCI) durante la medición
- El indicador de valor de la presión clasifica la presión arterial de acuerdo con los estándares médicamente aprobados por la Asociación Estadounidense de Cardiología (AHA, por sus siglas en inglés)

Fácil de usar

- Fácil operación con un solo botón para obtener una medición rápida y precisa
- Memoria para almacenar 60 mediciones recuperables
- Muestra el promedio de todas las mediciones

- Brazalete de muñeca fácil de usar 13,5 a 21,5 cm
- Se infla suavemente para permitir una medición más cómoda
- Tamaño compacto para guardarlo y para viajar

El compromiso de A&D

- Garantía de 5 años
- Brazaletes que no están hechos de látex de goma natural
- Indicador de vida útil de la batería
- Aplicación A&D Connect complementaria: descárguela gratis para registrar de forma manual las mediciones y seguirlas de manera electrónica (disponible en iOS y Android)

Especificaciones técnicas

Método de medición	Oscilométrico
Memoria	60 lecturas
Tamaño del brazalete	13,5 a 21,5 cm (5,3 a 8,5")
Rango de medición	Presión: 0 a 299 mmHg Presión sistólica: 60 a 279 mmHg Presión diastólica: 40 a 200 mmHg Pulso: 40 a 180 latidos/min
Exactitud de la medición	Presión: ± 3 mmHg Pulso: ± 5 %
Fuente de alimentación	Dos (2) pilas alcalinas de 1,5 V (LR03 o AAA)
Vida útil de la batería	Aproximadamente 250 mediciones
Dimensiones del tensiómetro	5,6 x 2,2 x 8,8 cm (2,2 x 0,9 x 3,5")
Peso del tensiómetro	91 g (3,2 oz)
Tamaño de la pantalla	2,3 x 4 cm (0,9 x 1,6")
Prueba clínica	Según norma ISO 81060-2:2013
Condiciones de funcionamiento	+10°C to +40°C (50°F to 104°F) / 15% to 85% RH / 800 to 1060 hPa
Condiciones de transporte/ almacenamiento	-20°C to +60°C (-4°F to 140°F) / 10% to 95% RH / 700 to 1060 hPa

Especificaciones de empaquetado y envío

	Dimensiones (An x L x A)	Peso	Volumen de la caja	UPC / GTIN
Caja de una unidad	9,2 x 8,6 x 11,5 cm (3,6 x 3,4 x 4,5")	0,09 kg (0,19 lb)	0,00003 m ³ (0,001 ft ³)	0-93764-60398-3
Caja de 20 unidades	20 x 45 x 25 cm (7,9 x 17,9 x 9,9")	1,8 kg (4,05 lb)	0,00065 m ³ (0,023 ft ³)	1-00-93764-60398-0

Contenido de la caja

- Tensiómetro
- Manual de instrucciones
- Tarjeta de inicio rápido
- 2 pilas AAA