

TENSIÓMETRO INALÁMBRICO PARA BRAZO



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:



Inalámbrico



Operación con un solo botón



Detección de ritmo cardíaco irregular



Memoria ilimitada en la aplicación



Garantía de 5 años



CLÍNICAMENTE
COMPROBADO

Un tensiómetro inalámbrico que registra y hace un seguimiento automático de las mediciones a través de la aplicación móvil que permite ver su evolución y compartirlas.

Exactitud confiable

- Exactitud clínicamente comprobada
- La función de detección de ritmo cardíaco irregular (RCI) alerta al usuario acerca de patrones irregulares de ritmo cardíaco

Fácil de usar

- Fácil operación con un solo botón para obtener una medición rápida y precisa
- Envíe sus mediciones de forma inalámbrica a través de Bluetooth a su teléfono/tableta compatible
- La aplicación A&D libre almacena automáticamente los resultados, monitorea el progreso con gráficas simples y le permite compartir resultados con otras personas
- Memoria de lectura de 30 en modo fuera de línea, ilimitada en la aplicación

- Brazaletes de tamaño medio fácil de aplicar que se adapta a la mayoría de los brazos (22 a 42 cm)
- Se infla suavemente para permitir una medición más cómoda

El compromiso de A&D

- Desempeño de nivel profesional en el que puede confiar
- Integración simple a los sistemas de telemedicina con servicio completo de soporte técnico
- Garantía de 5 años para el tensiómetro, garantía de 2 años para el brazalete
- Brazaletes que no están hechos de látex de goma natural
- Indicador de vida útil de la batería

Especificaciones técnicas

Método de medición	Oscilométrico
Memoria	Ilimitada en la aplicación
Tamaño del brazalete	22-42 cm (8,6-16,5")
Rango de medición	Presión: 0 a 299 mmHg Presión sistólica: 60 a 279 mmHg Presión diastólica: 40 a 200 mmHg Pulso: 40 a 180 latidos/minuto
Exactitud de la medición	Presión: ± 3 mmHg Pulso: ± 5 %
Fuente de alimentación	4 pilas de 1,5 V (R6P, LR6 o AA)
Cantidad de lecturas	Aprox. 700 con LR6 (pilas alcalinas). Aprox. 200 con R6P (pilas de manganeso)
Dimensiones del tensiómetro	9,6 x 13 x 6,8 cm (3,8 x 5,1 x 2,7")
Peso del tensiómetro	8,8 oz (249 g) (sin las pilas)
Tamaño de la pantalla	4,3 x 4,8 cm (1,4 x 2,1")
Prueba clínica	ISO81060-2: 2013
Condiciones de funcionamiento	+50 °F a +104 °F (10 °C a 40 °C) / 15 % a 85 % HR / 800 a 1060 hPa
Condiciones de almacenamiento/ transporte	-4 °F a +140 °F (-20 °C a 60 °C) / 10 % a 95 % HR / 700 a 1060 hPa

Especificaciones de empaquetado y envío

	Dimensiones (An x L x A)	Peso	Volumen de artículo individual	UPC / GTIN
Unidad individual (Caja) UA-651BLE	13 x 10 x 19 cm (5,1 x 4 x 7,7 in)	0,7 kg (1,52 lb)	0,0024 m ³ (0,09 ft ³)	0 93764 60410 2
Caja (10 unidades) UA-651BLE	55 x 28 x 22 cm (21,7 x 11 x 8,5 in)	7,2 kg (15,87 lb)	0,033 m ³ (1,18 ft ³)	1 00 93764 60410 9

Contenido de la caja

- 1 tensiómetro para brazo
- 1 brazalete para tensiómetro (22 a 42 cm)
- 1 manual de instrucciones
- 1 guía de inicio rápido
- 1 estuche
- 4 pilas AA