

TENSIOMÈTRE AU POIGNET ESSENTIAL



Recommended by
Recommandé par
Hypertension Canada
Silver | Argent



VALIDÉ EN
CLINIQUE

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :



Utilisation à l'aide d'un
seul bouton



Indicateur de Fibrillation
Auriculaire (FA)



Indicateur de pression
artérielle nominale



Mémoire de 60 mesures



Garantie de 5 ans



Brassard au poignet
13.5-21.5 cm (5.3-8.5")

Un tensiomètre au poignet classique offrant les avantages de la rapidité et de la précision à la simple pression d'un bouton.

Précision fiable

- Précision validée cliniquement
- Indique les battements cardiaques irréguliers/la fibrillation auriculaire (FA) pendant la prise de mesure
- L'indicateur de pression nominale permet de comparer la pression artérielle aux normes homologuées de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)

Facile à utiliser

- Utilisation facile en une touche pour l'obtention de mesures rapides et exactes
- Permet de stocker 60 mesures en mémoire avec fonction de rappel
- Affichage de la moyenne de toutes les mesures

- Brassard au poignet facile d'utilisation (13.5-21.5 cm)
- Le gonflage en douceur confère au patient plus de confort lors de la prise des mesures
- Format compact pour le rangement et les voyages

La promesse A&D

- Garantie de 5 ans
- Brassards non fabriqués à partir de latex de caoutchouc naturel
- Indicateur de durée de vie de la pile
- Application A&D Heart Track, à télécharger gratuitement pour consigner de façon manuelle ou électronique le suivi de vos mesures (offert sur iOS et Android)

Caractéristiques techniques

Méthode de mesure	Oscillometric
Mémoire	60 measurements
Circonférence du poignet	13.5-21.5 cm (5.3-8.5")
Plage de mesure	Pression : 0 à 299 mmHg Pression systolique : 60 à 279 mmHg Pression diastolique : 40 à 200 mmHg Pouls : 40 à 180 battements/minute
Exactitude des mesures	Pression : ± 3 mmHg Pouls : ± 5 %
Alimentation	Deux (2) piles alcalines de 1,5 V (LR03 ou AAA)
Durée de vie des piles	Approximativement 250 mesures
Dimensions de l'appareil	5.6 x 2.2 x 8.8 cm (2.2 x 0.9 x 3.5")
Poids de l'appareil	91 g (3.2 oz)
Taille de l'écran	2.3 x 4 cm (0.9 x 1.6")
Essai clinique	According to ISO81060-2:2013
Conditions d'utilisation	+10°C to +40°C (50°F to 104°F) / 15% to 85% RH / 800 to 1060 hPa
Transport/conditions d'entreposage	-20°C to +60°C (-4°F to 140°F) / 10% to 95% RH / 700 to 1060 hPa

Spécifications d'emballage et d'expédition

	Dimensions (PxLxH)	Poids	Volume par caisse	UPC / GTIN
UB-525CN Unité individuelle (Boîte)	9.2 × 8.6 x 11.5 cm (3.6 x 3.4 x 4.5")	0.09 kg (0.19 lb)	0.00003 cm ³ (0.001 ft ³)	0-93764-60401-0
UB-525CN Boîte 20 unités)	20 x 45 × 25 cm (7.9 x 17.9 x 9.9")	1.8 kg (4.05 lb)	0.00065 cm ³ (0.023 ft ³)	1-00-93764-60401-7

Contenu de la boîte

- Tensiomètre
- Manuel d'instructions
- Carte de démarrage rapide
- 2 piles AAA

Grossiste

	McKesson	Kohl & Frisch	Jean Coutu	Familiprix	McMahon
Codes	148748	163216	N/A	N/A	N/A

Licence de Santé Canada - 102407