

PÈSE-PERSONNE SANS FIL



FONCTIONS PRINCIPALES :

-  Sans fil
-  7 utilisateurs compatibles + invité
-  Tolérance au mouvement
-  Démarrage par pression
-  Capacité de 180 kg
-  Jusqu'à 30 lectures en mémoire par utilisateur
-  Garantie de 2 ans

Un pèse-personne sans fil d'une capacité allant jusqu'à 400 livres - enregistre et suit automatiquement les mesures.

Précision fiable

- 4 capteurs de précision pour garantir des mesures exactes
- Les mesures sont enregistrées en livres ou en kilogrammes
- Capacité élevée de 180 kg (400 livres)

Facile à utiliser

- Démarrage par pression - aucun bouton à appuyer
- Affichage LCD pour une lecture facile
- Enregistrez 7 utilisateurs plus un invité
- Mémorisation de 30 mesures par utilisateur, plus un nombre illimité de lectures sur l'application A&D Heart Track
- Arrêt automatique pour économiser la batterie
- Indicateur sonore et visuel de fin de pesée

- L'application gratuite A&D Heart Track enregistre automatiquement les mesures, suit les progrès avec des graphiques simples et vous permet de partager les résultats avec d'autres personnes

Confort

- Synchronisation de la date et de l'heure avec l'application pour faciliter l'analyse des tendances
- Facile à partager avec la famille ou les professionnels de santé
- Arrêt automatique pour économiser la batterie



Caractéristiques techniques

Capacité maximale	180 kg (400 livres)
Mémoire interne	7 utilisateurs + invité, 30 mémoires chacun
Affichage minimum	0,1 kg (0,2 livres)
Éléments de réglage	Unités : kg ou livres
Source d'alimentation	Quatre piles alcalines de type AAA
Dimensions (l x L x H)	32 x 32 x 2,4 cm (12,6 x 12,6 x 0,9 pouces)
Poids	1,98 kg (4,4 livres), piles comprises

Caractéristiques d'emballage et d'expédition

	Dimensions (l x L x H)	Poids	Volume par élément individuel	UPC / GTIN
Article unique UC-350BLE (boîte)	38 x 5 x 37 cm 14,8 x 2 x 14,5 pouces	2,5 kg (5,6 livres)	0,0071 cm ³ (0,25 pieds ³)	0-93764-60377-8
Boîte UC-350BLE (8 unités)	46 x 41 x 41 cm 18,3 x 16,3 x 16,1 pouces	24 kg (52 livres)	0,079 cm ³ (2,78 pieds ³)	

Contenu de la boîte

- 1 Pèse-personne
- 1 Mode d'emploi
- 1 Guide de démarrage rapide
- 4 piles AAA

Grossiste

	McKesson	Kohl & Frisch	Jean Coutu	Familiprix	McMahon
Codes	106643	N/A	560518	072621	N/A

Health Canada License - XXXXX