









OXYMÈTRE DE POULS POUR UNE SURVEILLANCE FACILE À DOMICILE



FONCTIONS PRINCIPALES :

-  Petite taille et légèreté
-  Rotation automatique
-  Fonctionnement simple
-  Affichage de la valeur de la fréquence du pouls
-  Faible consommation d'énergie
-  Indicateur de batterie faible
-  Arrêt automatique pour économiser la batterie
-  Garantie de 2 ans

Oxymètre de pouls facile à utiliser et fiable

L'oxymètre de pouls A&D Medical est facile à utiliser grâce à son fonctionnement à un seul bouton. Placez l'oxymètre de pouls sur votre doigt, appuyez sur le bouton, et les résultats s'affichent clairement dans n'importe quelle direction sur l'écran LCD.

L'appareil est portable, ce qui facilite la prise de mesures en déplacement. Il est doté de fonctions d'économie d'énergie pour prolonger la durée de vie des piles.

L'oxymètre de pouls est un appareil non invasif destiné à vérifier la saturation en oxygène de l'hémoglobine artérielle (SpO2) et le pouls des adultes à domicile.

Caractéristiques techniques

Environnement de stockage	Température : -40 °C à +60 °C Humidité relative : inférieure ou égale à 95 % Pression atmosphérique : 500 à 1060 hPa
Environnement de fonctionnement	Température : 10 °C à 40 °C Humidité relative : inférieure ou égale à 75 % Pression atmosphérique : de 700 à 1060 hPa
Mesure de SpO2	Plages de mesure : 0 à 100 % Précision : 70 à 100%, ±2 %; inférieur à 70 % non spécifié
Mesure de la fréquence du pouls	Plages de mesure : de 30 à 250 bpm Précision : ±2 bpm
Alimentation électrique	2 piles alcalines AAA de 1,5 V (2,6 à 3,6 V)
Consommation d'énergie	Inférieure à 25 mA
Résolution	SpO2 : 1 %, Fréquence de pouls : 1 bpm
Capteur optique	Lumière rouge (longueur d'onde de 660 nm, 6,65 mW) Infrarouge (longueur d'onde de 905 nm, 6,75 mW)
Dimensions (L x l x H)	5,9 x 3,3 x 3,2 cm (2,3 x 1,3 x 1,3 pouces)
Poids	48 g (1,7 oz), piles comprises

Caractéristiques d'emballage et d'expédition

	Quantité	Dimensions (l x L x H)	Poids	Volume par élément individuel	UPC / GTIN
Boîte individuelle	1	11 x 4 x 16 cm (4,3 x 1,6 x 6,3 pouces)	0,16 kg (5,7 onces)	0,0007 m ³ (0.02 pieds ³)	0-93764-60415-7
Boîtier intérieur	10	34 x 13 x 23 cm (13 x 5 x 9 pouces)	1,8 kg (4,0 livres)	0,01 m ³ (0.36 pieds ³)	1-00-93764-60415-4
Boîtier extérieur	100	68 x 37 x 49 cm (27 x 15 x 19 pouces)	19 kg (41 livres)	0,12 m ³ (4,35 pieds ³)	2-00-93764-60415-1

Contenu de la boîte

- 1 Oxymètre de pouls
- 1 Mode d'emploi
- 1 Mallette de transport
- 1 Cordon
- 2 Piles AAA

Grossiste

	McKesson	LPG	Kohl & Frisch	Jean Coutu	Familiprix	McMahon
Codes	170585	035561	N/A	N/A	176959	N/A

Health Canada License - 102228