

THERMOMÈTRE AURICULAIRE NUMÉRIQUE À LECTURE INSTANTANÉE



FONCTIONS PRINCIPALES :



Utilisation facile



10 rappels de mémoire



Grand écran éclairé



Mesure en degrés
Celsius ou Fahrenheit



Pas besoin de couvrir la
lentille



Indicateur de fièvre



Garantie de 2 ans

Un thermomètre auriculaire léger et compact qui fournit des mesures de température rapides et précises en appuyant simplement sur un bouton.

Précision fiable

- Scanne l'oreille 512 fois en 1 seconde, pour une précision optimale.
- Un bip sonore vous avertit lorsque la mesure est terminée
- Mesures en degrés Fahrenheit ou en Celsius

Facile à utiliser

- Mesures faciles en 1 seconde
- Les mesures sont prises à travers l'oreille, sans avoir besoin d'une protection pour la lentille
- Affichage LCD éclairé pour une lecture facile

- 10 rappels de mémoire
- Prise en main large et ergonomique
- Sa forme unique permet une lecture douce et sûre de la température de l'oreille

Confort

- Indicateur de fièvre facile à comprendre
- Convient aux adultes et aux enfants de tous âges
- Facile à nettoyer
- La mesure peut être prise sur un enfant endormi
- Arrêt automatique pour économiser la batterie

Caractéristiques techniques

Plages de mesure	50 °F à 122 °F (10 °C à 50 °C)
Précision des mesures	±0,4 °F (0,2 °C) : 96,8 °F à 102,2 °F (36 °C à 39 °C) ±0,5 °F (0,3 °C) : Inférieure à 96,8 °F (36 °C) ou supérieure à 102,2 °F (39 °C)
Dimensions	55,3 x 44,4 x 158,5 cm (2,2 x 1,75 x 6,2 pouces)
Poids	65,5 g (2,3 oz)
Affichage	0,1 °F ou °C
Durée de lecture	1,0 seconde
Fonction mémoire	10 rappels de mémoire
Alimentation	Une pile lithium 3 volts CR-2032
Nombre de mesures (Pile)	Environ 5 000 mesures
Conditions de service	60,8 °F à 95 °F (16 °C à 35 °C) avec une humidité relative jusqu'à 95 %
Environnement de stockage	-4°F à 122°F (-20°C à 50°C) avec une humidité relative jusqu'à 95 %

Caractéristiques d'emballage et d'expédition

	Dimensions (L x P x H)	Poids	Volume par élément individuel	UPC
Unité de vente UT-302 (Clamshell)	15 x 5 x 23 cm (5,9 x 2,0 x 9,1 pouces)	0,18 kg (0,40 livres)	0,0017 cm ³ (0,06 pieds ³)	0-93764-60286-3
Boîte de 10 unités UT-302	16 x 56 x 25 cm (6,2 x 22 x 9,7 pouces)	2,3 kg (5,0 livres)	0,022 cm ³ (0,77 pieds ³)	

Contenu de la boîte

- Thermomètre auriculaire numérique
- Pile au lithium CR-2032
- Mode d'emploi trilingue
- Guide de démarrage rapide trilingue