

Un tensiomètre Bluetooth® classique qui enregistre et suit automatiquement les mesures via une application mobile.

### Avantages du produit

- Battement cardiaque irrégulier (BCI) indique la présence d'un rythme cardiaque irrégulier
- Pression réglable pour assurer le confort
- Mémorisation de 60 mesures avec rappel

### Confort et commodité

- Un seul bouton pour une utilisation rapide et facile
- Technologie avancée de gonflage et de dégonflage des lectures plus rapides et plus confortables
- Affichage des moyennes de toutes les mesures
- Livré avec une mallette de transport

### La promesse d'A&D


- Une précision de qualité clinique en laquelle vous pouvez avoir confiance
- Garantie de 5 ans sur le moniteur, garantie de 2 ans sur le brassard
- Les brassards ne sont pas fabriqués avec du latex de caoutchouc naturel.



Bluetooth®

Indicateur du taux de Pression

Indicateur du niveau de la batterie



Hypertension  
CANADA

**Libérez le potentiel**

Télécharger l'application  
GRATUITE  
**Heart Track d'A&D**  
Application  
d'accompagnement



Battement cardiaque irrégulier (BCI)/  
Fibrillation atriale (FA)

Unique bouton d'utilisation

## Spécifications techniques

|   |   |
|---|---|
| <b>Méthode de mesure</b>                | Oscillometric   |
| <b>Mémoire</b>                          | Illimité sur l'App  |
| <b>Taille du brassard</b>               | 22-42 cm (8,6-16,5")  |
| <b>Plage de mesure</b>                  | Pressure: 0-299 mmHg, Pression systolique: 60-279 mmHg<br>Pression diastolique : 40-200 mmHg Pouls: 40-180 battements/min |
| <b>Précision de la mesure</b>           | Pression : ±3 mmHg, Pouls : ±5%   |
| <b>Alimentation électrique</b>          | 4 piles de 1,5 V (R6P, LR6 ou AA) ou Adaptateur CA (TB-233))  |
| <b>Durée de vie des piles</b>           | Environ 700 fois LR6 (piles alcalines) Environ 200 fois R6P (piles au manganèse)  |
| <b>Dimensions du moniteur</b>           | 9,6 x 13 x 6,8 cm (3,8 x 5,1 x 2,7")  |
| <b>Poids du moniteur</b>                | 249 g (8,8 oz)  |
| <b>Taille de l'écran</b>                | 3,6 x 5,3 cm (1,4 x 2,1")   |
| <b>Test clinique</b>                    | ISO81060-2: 2013  |
| <b>Conditions de fonctionnement</b>     | +10°C to +40°C (50°F to 104°F) / 15% to 85% RH / 800 to 1060 hPa  |
| <b>Conditions de stockage/transport</b> | -20°C to +60°C (-4°F to 140°F) / 10% to 95% RH / 700 to 1060 hPa  |

## Spécifications d'emballage et d'expédition

|                                     | <b>Dimensions (WxLxH)</b>                     | <b>Poids</b>     | <b>Boîtier Cube</b>                          | <b>CUP / GTIN</b>  |
|-------------------------------------|---|------------------|--|--------------------|
| <b>Boîte à unités individuelles</b> | 12,5 x 9 x 18 cm<br>(4,9 x 3,5 x 7,1")        | 0,7 kg (1,6 lb)  | 0,002 m <sup>3</sup> (0,07 ft <sup>3</sup> ) | 0-93764-60440-9    |
| <b>Mallette (10 unités)</b>         | 47,5 x 26,7 x 19,4 cm<br>(18,7 x 10,5 x 7,6") | 6,5 kg (14,3 lb) | 0,03 m <sup>3</sup> (0,87ft <sup>3</sup> )   | 1-00-93764-60440-6 |

## Accessoires optionnels

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Nom           | Code de commande |
| Adaptateur CA | TB-233           |

### Brassards de remplacement compatibles - Emballés dans une boîte individuelle

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Petit brassard 16-24 cm (6,3-9,4" )  | UA-289A |
| Brassard moyen 23-37 cm (9,0-14,6")  | UA-290A |
| Grand brassard 31-45 cm (12,2-17,7") | UA-291A |
| Brassard large 22-42 cm (8,6-16,5")  | UA-420A |

Les brassard ne sont pas fabriqués avec du latex de caoutchouc naturel.

## Ce que contient la boîte

- 1 Moniteur
- 1 Brassard de pression artérielle  
22-42 cm (8.6- 16.5")
- 1 Manuel d'instruction
- 1 Guide de démarrage rapide
- 1 Étui de transport
- 4 piles AA

## Grossistes

|                          | <b>Codes</b> |
|--------------------------|--------------|
| <b>McKesson</b>          | 082959       |
| <b>Kohl &amp; Frisch</b> | 159743       |
| <b>LPG</b>               | 35250        |
| <b>Imperial</b>          | 490725       |

## Licence Santé Canada - 94858



6695 Millcreek Drive, Unit 6  
Mississauga, ON L5N 5R8, Canada  
1-800-461-0991  
andmedical.com