

Tensiomètre Bluetooth® multiutilisateur de nouvelle génération, doté d'une suite améliorée de fonctionnalités avancées qui garantissent une précision clinique inégalée et des mesures fiables à chaque utilisation.

Avantages du Produit

- Lectures précises: Détection avancée du bon positionnement du brassard, évitant les erreurs dues à une mauvaise mise en place.
- Fiabilité des mesures: Détection des mouvements intégrée pour minimiser les risques de résultats inexacts causés par des mouvements.
- Affichage de la température ambiante: Permet aux utilisateurs de mieux comprendre l'impact des variations de température sur leur pression artérielle.
- TriCheck™: Réduit les fluctuations des mesures individuelles en automatisant 3 mesures consécutives et en calculant une moyenne selon les directives cliniques.
- Double sécurité: Vérification des fuites du brassard et capteurs doubles pour une calibration précise, garantissant une fiabilité optimale des résultats.
- Enregistrement automatique: Stocke jusqu'à 120 mesures sur l'appareil et un nombre illimité via l'application très bien notée Heart Track, pour un suivi des tendances et un partage facile des données pour une meilleure gestion de la santé.
- Moyennes AM/PM: Affiche les moyennes des mesures du matin et du soir, selon les directives médicales, pour une évaluation complète des fluctuations

Confort et Commodité

- Jusqu'à 4 utilisateurs: Idéal pour les foyers où plusieurs personnes surveillent leur tension artérielle, offrant praticité et économies.



- Grand écran rétroéclairé: Affichage clair et facile à lire pour une utilisation simplifiée.

La promesse d'A&D

- Précision clinique: Fournit des mesures aussi fiables que celles effectuées en milieu médical.
- Garantie prolongée: Garantie de 5 ans sur le moniteur pour une tranquillité d'esprit à long terme et une meilleure valeur.

Mémoire de mesure

Détection de battement cardiaque irrégulier (BCI)/ fibrillation atriale (FA)

Mouvement
Erreur d'ajustement du brassard
TriCheck

Indicateur de niveau de pression

Indicateur d'autonomie de la batterie

Utilisateur



Horloge

Bouton de réglage

Bouton d'utilisateur / d'auto-contrôle

Bouton de démarrage



Hypertension
CANADA



Libérez le potentiel

Télécharger l'application GRATUITE
Heart Track d'A&D

Application d'accompagnement
pour la saisie manuelle



Spécifications Techniques

Méthode de Mesure	Oscillométrique
Mémoire	120 mesures par utilisateur
Taille du Brassard	22-42 cm (8.6-16.5")
Plage de mesure	Pression : 0-299 mmHg, Pression systolique : 60-279 mmHg Pression diastolique : 40-200 mmHg, Pouls : 40-180 battements/min
Précision de la mesure	Pression : ± 3 mmHg, Pouls : $\pm 5\%$
Alimentation électrique	4 piles de 1,5 V (R6P, LR6 ou AA) ou Adaptateur CA (TB-304)
Durée de vie des piles	Approx. Environ 700 fois LR6 (piles alcalines) Environ 150 fois R6P (piles au manganèse)
Dimensions du moniteur	Approx. 13,4 x 6,3 x 10,9cm (5,5 x 2,5 x 4,3")
Poids du moniteur	Approx. 240g (12.4 oz) sans les piles
Test clinique	ISO81060-2: 2020
Conditions de fonctionnement	10°C à 40°C (+50°F à +104°F) / 15% à 85% HR / 800 à 1060 hPa
Conditions de stockage/transport	-20°C à 60°C (-4°F à +140°F) / 10% à 95% HR / 700 à 1060 hPa

Spécifications d'emballage et d'expédition

	Dimensions (WxLxH)	Poids	Boîtier Cube Individuel	UPC / GTIN
Unité UA-910CNBLE	16.6 x 9 x 21 cm (6.5 x 3.5 x 8.3 in)	810 g (1.8 lb)	0,003 m ³ (0,11 ft ³)	0 93764 60459 1
Mallette UA-910CNBLE (10 unités)	35.4 x 50.6 x 22 cm (13.9 x 19.9 x 8.7 in)	9 kg (19.7 lb)	0,04 m ³ (1,4 ft ³)	1 00 93764 60459 8

Accessoires optionnels

Nom	Code de commande
Adaptateur de courant alternatif	TB-304
Support de brassard	AX-CUF-HLD

Brassards de remplacement compatibles - Emballés dans une boîte individuelle

Petit brassard 16-24 cm (6.3-9.4 in)	UA-289A
Brassard moyen 23-37 cm (9.0-14.6 in)	UA-290A
Grand brassard 31-45 cm (12.2-17.7 in)	UA-291A
Brassard large 22-42 cm (8.6-16.5 in)	UA-420A
Brassard large préformé 22-42 cm (8.6-16.5")	UA-372A
Les brassards ne sont pas fabriqués avec du latex de caoutchouc naturel.	

Inclus dans la boîte

- 1 Moniteur
- 1 brassard de tension artérielle 20,3 à 40,6 cm (8,6-16,5")
- 1 Manuel d'instructions
- 1 Guide de démarrage rapide
- 1 Malette de transport
- 1 adaptateur secteur