

**Tensiomètre Bluetooth® multiutilisateur avancé, équipé d'un ensemble de fonctionnalités de pointe offrant une précision clinique et des mesures fiables à chaque utilisation.**

### Avantages du Produit

- Des lectures précises: Détection avancée du bon positionnement du brassard, évitant les erreurs dues à un placement incorrect.
- Mesures fiables: Détection des mouvements intégrée, minimisant le risque de résultats inexacts en cas de mouvement.
- TriCheck™: Réduit l'impact des fluctuations individuelles en automatisant 3 mesures consécutives et en les moyennant selon les directives cliniques.
- Vérification des fuites du brassard: Ajoute une sécurité supplémentaire pour garantir la précision des mesures.
- Enregistrement automatique: Stocke jusqu'à 90 mesures sur l'appareil et un nombre illimité via l'application très bien notée Heart Track, pour le suivi des tendances et le partage des données pour une meilleure gestion de la santé.
- Moyennes AM/PM: Affiche les moyennes des mesures du matin et du soir, conformément aux directives médicales, pour une évaluation plus complète des fluctuations.

### Confort et Commodité

- Jusqu'à 2 utilisateurs: Offre une gestion pratique et économique des données, idéale pour les foyers avec plusieurs personnes ayant besoin de surveiller leur tension artérielle régulièrement.
- Temps de repos ajustable: Permet de personnaliser l'intervalle entre les mesures pour des résultats plus précis et cohérents.



- Affichage clair: Grand écran rétroéclairé pour des mesures faciles à lire.

### La promesse d'A&D

- Précision Clinique: Fournit des mesures aussi fiables que celles prises dans un environnement médical.
- Garantie prolongée: Garantie de 5 ans sur le moniteur pour une tranquillité d'esprit à long terme et une meilleure valeur.

Mémoire de mesure

Détection de battement cardiaque irrégulier (BCI)/ fibrillation atriale (FA)

Mouvement

Erreur d'ajustement du brassard

TriCheck

Indicateur de niveau de pression

Indicateur d'autonomie de la batterie

Utilisateur



Horloge



Hypertension  
CANADA



**Libérez le potentiel**

Télécharger l'application GRATUITE  
**Heart Track d' A&D**

Application d'accompagnement  
pour la saisie manuelle



## Spécifications Techniques

<b>Méthode de Mesure</b>	Oscillométrique
<b>Mémoire</b>	90 mesures par utilisateur
<b>Taille du Brassard</b>	22-42 cm (8.6-16.5")
<b>Plage de mesure</b>	Pression : 0-299 mmHg, Pression systolique : 60-279 mmHg Pression diastolique : 40-200 mmHg, Pouls : 40-180 battements/min
<b>Précision de la mesure</b>	Pression : $\pm 3$ mmHg, Pouls : $\pm 5\%$
<b>Alimentation électrique</b>	4 piles de 1,5 V (R6P, LR6 ou AA) ou Adaptateur CA (TB-304)
<b>Durée de vie des piles</b>	Approx. Environ 700 fois LR6 (piles alcalines) Environ 150 fois R6P (piles au manganèse)
<b>Dimensions du moniteur</b>	Approx. 13,4 x 6.3 x 10,9cm (5,5 x 2.5 x 4,3")
<b>Poids du moniteur</b>	Approx. 240g (12.4 oz) sans les piles
<b>Test clinique</b>	ISO81060-2: 2020
<b>Conditions de fonctionnement</b>	10°C à 40°C (+50°F à +104°F) / 15% à 85% HR / 800 à 1060 hPa
<b>Conditions de stockage/transport</b>	-20°C à 60°C (-4°F à +140°F) / 10% à 95% HR / 700 à 1060 hPa

## Spécifications d'emballage et d'expédition

	<b>Dimensions (WxLxH)</b>	<b>Poids</b>	<b>Boîtier Cube</b>	<b>CUP / GTIN</b>
<b>Unité UA-810CNBLE</b>	13 x 10.5 x 19.5 cm (5.1 x 4.1 x 7.7 in)	750 g (1.7 lb)	0.003 m <sup>3</sup> (0.09 ft <sup>3</sup> )	0 93764 60458 4
<b>Mallette UA-810CNBLE (10 unités)</b>	28 x 55 x 22 cm (11 x 21.7 x 8.7 in)	8.3 kg (18.2 lb)	0.03 m <sup>3</sup> (1.2 ft <sup>3</sup> )	1 00 93764 60458 1

## Accessoires optionnels

Nom	Code de commande
Adaptateur de courant alternatif	TB-304
Support de brassard	AX-CUF-HLD

### Brassards de remplacement compatibles - Emballés dans une boîte individuelle

Petit brassard 16-24 cm (6.3-9.4 in)	UA-289A
Brassard moyen 23-37 cm (9.0-14.6 in)	UA-290A
Grand brassard 31-45 cm (12.2-17.7 in)	UA-291A
Brassard large 22-42 cm (8.6-16.5 in)	UA-420A
Brassard large préformé 22-42 cm (8.6-16.5")	UA-372A
Les brassards ne sont pas fabriqués avec du latex de caoutchouc naturel.	

## Inclus dans la boîte

- 1 Moniteur
- 1 brassard de tension artérielle  
20,3 à 40,6 cm (8,6-16,5")
- 1 Manuel d'instructions
- 1 Guide de démarrage rapide
- 1 Malette de transport
- 1 adaptateur secteur