

La nouvelle génération de tensiomètres Bluetooth® conçus pour des utilisateurs multiples.

Avantages du produit

- Obtenez des résultats précis grâce à la détection avancée de l'ajustement du brassard, évitant ainsi les erreurs dues à un mauvais positionnement du brassard.
- Garantit des mesures précises grâce à la détection intégrée des mouvements, minimisant ainsi le risque de résultats inexacts dus aux mouvements.
- Enregistre et suit automatiquement 100 mesures avec l'application très appréciée d'Heart Track pour permettre l'établissement de tendances et le partage pour un maximum de 5 utilisateurs et un invité pour une meilleure gestion de la santé.

Confort et commodité

- Transportable, le design tout-en-un est parfait pour les voyages
- Comprend une batterie rechargeable avec câble de chargement USB permettant une recharge facile et pratique.

La promesse d'A&D

- La précision de niveau clinique permet d'obtenir des mesures aussi précises que celles prises dans un environnement médical.
- La garantie prolongée de 5 ans sur le moniteur offre une tranquillité d'esprit à long terme et une plus grande valeur.



Interrupteur de démarrage

Brassard

Écran OLED

Interrupteur de
réinitialisation/
Connecteur USB



Hypertension
CANADA



Libérez le potentiel
Télécharger l'application
GRATUITE
Heart Track d' A&D
Application
d'accompagnement



Spécifications Techniques

Méthode de Mesure	Oscillometric
Mémoire	Unlimited on App
Taille du Brassard	22-42 cm (8,6-16,5") (UA-1200CNBLE)
Plage de mesure	Pression: 0-299 mmHg , Pression systolique: 60-279 mmHg Pression diastolique: 40-200 mmHg , Pouls: 40-180 battements/min
Précision de la mesure	Pression : ± 3 mmHg, Pouls : $\pm 5\%$
Alimentation électrique	3.7V Li-ion 325mAh
Durée de vie des piles	100 mesures
Dimensions du moniteur	13 x 3 x 4,3 cm (5 x 1 x 1,7")
Poids du moniteur	204 g (0,45 lb)
Test clinique	ISO81060-2
Conditions de fonctionnement	10°C to 40°C (+50°F to +104°F) / 15% to 85% RH / 800 to 1060 hPa
Conditions de stockage/transport	-20°C to 60°C (-4°F to +140°F) / 10% to 95% RH / 700 to 1060 hPa
Les brassards ne sont pas fabriqués avec du latex de caoutchouc naturel.	

Spécifications d'emballage et d'expédition

	Dimensions (WxLxH)	Poids	Boîtier Cube	CUP / GTIN
Boîte d'unité individuelle	13,4 x 7,1 x 21 cm (5,3 x 2,8 x 8,1 in)	0,69 kg (1,52 lb)	0,0025 m ³ (0,09 ft ³)	0-93764-60369-3 / 1-00-93764-60369-0
Boîtier	27 x 21 x 35 cm (10,7 x 8,2 x 13,9 in)	5,3 kg (11,69 lb)	0,02 m ³ (0,70 ft ³)	

Grossiste

	Codes
McKesson	106110
PharmaPlus	UA1200CNBL
McMahon	31772901

Ce qu'il y a dans la boîte

- 1 Tensiomètre
- 1 Guide de démarrage rapide
- 1 Manuel d'instructions
- 1 Câble de charge USB